米家智能腰部按摩仪
使用说明书

安全须知

请用户认真阅读本说明书的全部内容，并妥善保管。

为确保正确、安全地使用本产品，请务必在认真阅读本部分内容后，按照本说明书的指导进行操作。如不遵守以下指示，可能会导致人身伤害或财产损失。

【警告】

- 本产品不适合在低温、炎热或潮湿环境下使用，请勿在浴室、桑拿室等潮湿环境中使用本产品，请勿将本产品浸入水中。
- 请在室温下使用本产品，使用前请确保本产品表面干燥。
- 本产品含有电子元件，请勿将本产品放置在强磁场环境中。
- 本产品含有发热元件，对热不敏感的人员和幼小儿童注意，热敏及感知不良人员、幼小儿童使用时，应有成人在旁监护，避免发生烫伤事故。
- 如出现冒烟、异味、发热、漏液等异常现象，请立即停止使用，并与售后服务中心联系。
- 本产品含有精密电子元件，请勿拆卸、改装、改造产品或进行维修。
- 禁止在儿童玩耍场所使用，避免误吞。
- 本产品不适合以下人群使用，儿童及成年护理产品使用时，可能会发生危险：
  - 成年及青春期男性与输入型发育不良者；
  - 人工心脏等电子医疗植入装置使用者；
  - 心血管疾病患者及孕妇；
  - 皮肤过敏或皮肤病患者；
  - 近期有外伤者；
  - 有出血倾向者；
  - 癫痫患者；
  - 感觉障碍者；
  - 糖尿病患者；
  - 正在接受医生治疗的患者；
  - 过度饥饿及饱腹状态者；
  - 过度疲劳的患者；
  - 饮酒后不宜使用本产品；
  - 在睡前30分钟内不宜使用本产品。
- 使用前请注意查看产品有效期及保质期。
- 请勿将本产品用于除本说明书所述用途以外的其他用途。
- 产品的使用寿命为5年，产品使用5年后建议停止使用，避免发生安全事故。

Bluetooth

Bluetooth®字标及其徽标为 Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。[Xiaomi Inc.]获得此类标记的许可后使用相关标记。

产品介绍

使用

1. 产品佩戴建议

2. 按键说明

- 长按：长按2秒左右解锁或开关机状态。
- 功能模式：点开机状态下，短按电源键可切换至温和按摩模式的3个档位以及“加热”模式，共4个模式，循环切换。
- 关机：长按电源键2秒左右，听到“关机”语音提示后，松开电源键，产品关机。
- 充电指示灯：充电过程中为红色常亮，充电完成后为绿色常亮。

3. 充电说明

- 请使用随附的充电线，并使用一般的电脑或手机充电器为本产品充电。
- 充电时间约为2小时，充满后可连续使用约2小时。
- 充电时，请勿将本产品置于高温环境中，避免发生危险。
- 请勿使用非随附的充电线为本产品充电，以免发生危险。

4. 使用方法

- 使用前，请确保本产品表面干燥，避免在潮湿环境下使用。
- 请将本产品佩戴在腰部，并调整至合适位置，确保加热区域和按摩区域贴合皮肤。
- 开机后，可根据个人喜好选择合适的模式。
- 使用过程中，如感到不适，请立即停止使用。
- 使用完毕后，请关闭本产品，并将其存放在干燥、阴凉处。

5. 清洁与保养

- 清洁本产品前，请务必关闭电源并拔掉充电线。
- 请使用干燥的软布擦拭本产品表面，切勿使用酒精、汽油等有机溶剂或腐蚀性清洁剂。
- 请勿将本产品浸入水中清洗，避免损坏电子元件。
- 请勿使用硬物刮擦本产品表面，以免损坏外观。
- 长期不使用时，请将本产品充满电后存放，并每隔3个月充电一次，以保持电池活性。

6. NFC功能

本产品具备NFC智能感应功能，手机下载并安装APP后即可激活使用，支持一键连接、快速配对、固件升级、数据同步等操作，操作简单，无需繁琐设置。

NFC功能使用说明：

1. 下载并安装APP：使用手机扫描下方二维码，或在应用商店搜索“米家”APP，下载并安装至手机。
2. 开启手机NFC功能：进入手机“设置”，找到“NFC”或“近场通信”选项，开启NFC功能，并确保手机屏幕处于解锁状态。
3. 激活产品：将手机NFC感应区域贴近本产品的NFC感应区域（位于产品背面中部），保持贴合稳定，听到“滴”一声或手机提示“已检测到设备”后，即可松开手机。
4. 连接与配对：手机会自动弹出连接提示，点击“连接”，按照APP提示完成配对操作，配对成功后，手机与产品即可建立稳定连接。
5. 固件升级：连接成功后，若APP提示有新固件版本，点击“升级”，保持手机与产品贴合，不要移动手机，升级过程中请勿关闭APP或断开连接，升级完成后，产品将自动重启。
6. 数据同步：连接成功后，可通过APP查看产品的使用时长、剩余电量、当前模式等信息，并可远程控制产品开关机、调节模式。

注意事项：

- 仅支持NFC功能的手机（如华为、小米、OPPO、vivo、苹果等主流品牌手机，具体以手机说明书为准）可使用NFC功能，不支持NFC功能的手机，请使用蓝牙连接。
- 连接过程中，请勿将手机远离产品，避免连接中断导致配对失败。
- 若NFC连接失败，可尝试调整手机与产品的贴合位置，或重启手机NFC功能后重新连接。
- 本产品的NFC功能仅用于连接、配对、升级及数据同步，不会读取手机内的个人隐私信息，请放心使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
按键无法开机	电量耗尽	请将本产品充满电后再使用
	充电中	请拔出充电线后使用
加热异常	未佩戴在合适位置	请贴合皮肤佩戴
	长时间连续使用后自动停止	请休息片刻后使用
	环境温度过高或过低，自动停止加热	请在室温环境下使用本产品
按摩无力或无反应	未佩戴在贴合皮肤位置	请调整佩戴位置，确保按摩区域贴合皮肤
	电量过低	请及时充电
充电异常	充电线未连接好	请检查充电线连接
	充电时间过长或过短	请按照说明书充电时间充电
手机APP无法连接到本产品	蓝牙未开启或距离过远	请开启手机蓝牙功能，并将手机靠近本产品后重新连接
	手机NFC功能未开启	请开启手机NFC功能后重新连接

提示：若以上方法无法解决问题，请联系售后客服电话。请勿自行拆卸本产品。

基本参数

产品名称：米家智能腰部按摩仪

产品型号：XMYBYJ01(HW)

额定输入：5V ⎓ 2A

电池容量：2000mAh

充电时间：约2小时

产品尺寸：345 × 291 × 120mm

产品重量：约1.2kg

工作温度：0℃~35℃

工作湿度：≤85%RH

执行标准：GB/T26125-2011、GB/T26113-2025

认证信息